

Infopjece

ØJENKLINIKKEN LYNGLÆV


SYNSFELTUNDERSØGELSE

Undersøgelsen viser, hvor stort et område du kan se, når du holder øjet i ro og ser ligefrem

Metode

Til undersøgelsen anvendes et elektronisk måleudstyr med en kuppelformet skærm med et centralt lys, et såkaldt fiksationslys. Apparatet kan justeres i højden, så du kan sidde behageligt

Her tegning af en patient der er ved at blive undersøgt



Selve undersøgelsen

Undersøgelsen foretages på et øje ad gangen, og det varer fra 3-5 minutter pr. øje
Ved undersøgelsen sidder du med ansigtet foran den kuppelformede skærm

Det ene øje tildækkes, mens det andet øje undersøges

Du skal se ligefrem på fiksationslyset. En anden lille lysplet tændes rundt omkring i kuplen med forskellig styrke og interval. Så snart du ser denne lysplet, skal du trykke på en kontakt, som du holder i hånden

Det er **meget vigtigt**, at du ikke flytter øjet for at kigge efter lyspletten, men bliver ved med at se lige frem på fiksationslyset

Maj 2018